



## DECLARATION OF CONFIRMITY

Pouches (kraft bags) **TM MICROSTOP** for packaging, sealing, sterilization of medical, dental and cosmetic instrument.

Professional sterilization pouches with an indicator of 4 class are suitable for use in both autoclave (steam) and dry heat sterilization processes.

Manufactured in accordance with - EN ISO 11607-1:2017, IDT; ISO11607-1:2006, including Amd 1:2014, IDT

Country of manufacture:

"Microstop" LLC, 02154, Ukraine, Kyiv, str. Shamo Ihorya, 4, k. 386; IBAN code 48262740;

Production address: 04205, Ukraine, Kyiv, Zroshuvalna str., building 5

Application and implementation:

industrial and food enterprises, wholesale and retail trade

Expiry date: 3 years from date of producing guaranteed by the manufacturer.

Director of Microstop LLC



Sagan Bohdan

# MicroSTOP™

## ATITIKTIES DEKLARACIJA

Maišeliai (specialūs) **TM MICROSTOP**, skirti pakuoti, užsandarinti, sterilizuoti medicinos, odontologijos, kosmetologijos instrumentus.

Profesionalios paskirties sterilizavimo maišeliai su indikatoriais (4 klasė), tinkami naudoti autoklavuose (garo), sauso karščio sterilizatoriuose.

Pagaminta, laikantis EN ISO 11607-1:2017, IDT; ISO11607-1:2006, įskaitant Amd 1:2014, IDT

Gamintojo šalis:

„Microstop, LLC“, Ukraina, Kyivas, 02154, str. Shamo Ihorya, 4, k. 386; IBAN kodas 48262740;

Gamyklos adresas: Ukraina, Kyivas, 04205, Zroshuvalna str., building 5

Paskirtis ir panaudojimas:

Pramonės ir maisto įmonės, didmeninė ir mažmeninė prekyba

Galiojimo terminas: 3 metus nuo pagaminimo datos – gamintojo garantija.



RAB „Microstop“ direktorius



Sagan Bohdan



# VERTIMO SERTIFIKATAS

SERTIFIKATO NR. 44269

2025-09-29

Mes, „Vertimų karaliai“ UAB, įmonės kodas 304255745, patvirtiname, kad atliktas vertimas yra tikslus ir atitinka vertimui pateiktą originalą. Vertimą atliko mūsų vertėjas profesionalas, kuris dirba mūsų įmonėje pagal darbo sutartį Nr. 1 ir yra kompetetingas versti toliau nurodytą kalbų kombinaciją.

Vertimas iš: anglų k. į lietuvių k.  
Vertėjas: Evelina Venckutė  
Tel. numeris: +370 (630) 09 360  
Adresas: Geležinio Vilko g. 18A,  
Vilnius



Parašas

Autentiškumo patikrinimui



# MicroSTOP

## DECLARATION OF CONFORMITY

No. 1 version 1



**MANUFACTURER: LIMITED LIABILITY COMPANY "MICROSTOP",**

Ukraine, 02099, Kyiv, str. Zroshuvalna, building 5, floor I, let. "X",  
phone: +380672169938,  
e-mail: mail@microstop.com.ua

**PRODUCT: INDICATORS Microstop™**

**CLASSIFICATION: IV class**

**COMPLIANCE PROCEDURE:** MDD 93/42 - Technical regulation on medical devices,  
approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 02.10.2013 No. 753  
(applied procedure according to Appendix 8)

**MIKROSTOP LLC, declares the compliance of the specified medical devices with the requirements of the MDD 93/42 - Technical Regulation on medical devices, approved by the Resolution of the KMU No. 753 dated 02.10.2013 (the conformity assessment procedure was carried out according to Appendix No. 8), Class I (non-sterile, without measurement function).**

*Technical documentation for the medical product is developed and implemented.  
The declaration is made under the full responsibility of the manufacturer. The manufacturer is responsible  
for the accuracy of the information provided.*

An integral part of this declaration is Appendix No. 1 with a list of medical devices and Appendix  
No. 2 with a list of national, European and international legal acts and standards

**Place:** Ukraine, 02099, city of Kyiv, st. Zroshuvalna, building 5, floor I, let. "X"

**Date** October 11, 2024

**Valid until** October 11, 2026

**Signature**



Director  
LLC "MICROSTOP"

Bohdan SAGAN

**Appendix No. 1**  
**to DECLARATION OF CONFORMITY No. 1 version 1**

**"Indicators Microstop™"**

| No | The name of the medical product |
|----|---------------------------------|
| 1. | Indicator Microstop™ 120/45     |
| 2. | Indicator Microstop™ 121/20     |
| 3. | Indicator Microstop™ 132/20     |
| 4. | Indicator Microstop™ 160/150    |
| 5. | Indicator Microstop™ 180/60     |



**Appendix No. 2**  
**to DECLARATION OF CONFORMITY No. 1 version 1**

**List of standards.**

| No | Marking                | Name                                                                                                                                      |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | EN ISO 13485:2016      | Medical products. Quality management system. Regulatory requirements                                                                      |
| 2. | EN ISO 14971:2012, IDT | Medical products. Guidelines for risk management                                                                                          |
| 3. | ISO 15223-1:2012, IDT  | Medical equipment. Conventional signs on the labels of medical equipment, marking and mandatory information. Part 1. General requirements |
| 4. | EN 62366:2008, IDT     | Medical products. Application of ergonomic design of medical products                                                                     |



# Micro\$TOP

## ATITIKTIES DEKLARACIJA

Nr. 1 versija 1



**GAMINTOJAS: RIBOTOS ATSAKOMYBĖS BENDROVĖ „MICROSTOP“,**

Ukraina, 02099, Kyjivas, str. Zroshuvalna, building 5, floor I, let. "X",  
Tel. +380672169938,  
El. paštas: mail@microstop.com.ua

**GAMINYS: INDIKATORIAI Microstop™**

**KLASIFIKACIJA: IV klasė**

**ATITIKTIES PROCEDŪRA:** MDD 93/42 - Techninis reglamentas dėl medicinos priemonių, patvirtintas Ukrainos ministrų kabineto 2013-10-02 d. nutarimu Nr. 753 (taikoma procedūra, kaip nustatyta 8 priede).

**MIKROSTOP LLC, deklaruoja, kad nurodytos medicinos priemonės atitinka MDD 93/42 – Medicinos priemonių techninio reglamento, patvirtinto 2013-10-02 KMU nutarimu Nr. 753, reikalavimus (atitikties įvertinimo procedūra atlikta pagal 8 priedą), I klasė (nesterilūs, be matavimo funkcijos).**

*Medicinos gaminio techninė dokumentacija yra parengta ir reikalavimai taikomi.  
Deklaracija pateikiama visiškai gamintojo atsakomybe. Gamintojas yra atsakingas už pateiktos informacijos tikslumą.*

Neatskiriama šios deklaracijos dalis yra 1 priedas su medicinos priemonių sąrašu ir 2 priedas su nacionalinių, Europos ir tarptautinių teisės aktų bei standartų sąrašu.

**Vieta:** Ukraina, Kyjivas, 02099, st. Zroshuvalna, building 5, floor I, let. "X"

**Data:** 2024 m. spalio 11 d.

**Galioja iki:** 2026 m. spalio 11 d.



**Parašas**



**RAB „MICROSTOP“ direktorius Bohdan SAGAN**

Indikatoriai „Microstop™“

| Nr. | Medicinos gaminio pavadinimas     |
|-----|-----------------------------------|
| 1.  | Indikatorius „Microstop™“ 120/45  |
| 2.  | Indikatorius „Microstop™“ 121/20  |
| 3.  | Indikatorius „Microstop™“ 132/20  |
| 4.  | Indikatorius „Microstop™“ 160/150 |
| 5.  | Indikatorius „Microstop™“ 180/60  |



Standartų sąrašas

| Nr. | Ženklinimas            | Pavadinimas                                                                                                                                   |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | EN ISO 13485:2016      | Medicinos priemonės. Kokybės valdymo sistema. Reguliavimo reikalavimai                                                                        |
| 2.  | EN ISO 14971:2012, IDT | Medicinos priemonės. Rizikos valdymo taikymas medicinos priemonėms                                                                            |
| 3.  | ISO 15223-1:2012, IDT  | Medicinos priemonės. Medicinos priemonių etiketėse, ženklinimo ir teiktinoje informacijoje vartotini ženklai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai |
| 4.  | EN 62366:2008, IDT     | Medicinos priemonės. Panaudojamumo inžinerijos taikymas medicinos priemonėms                                                                  |





## VERTIMO SERTIFIKATAS

SERTIFIKATO NR. 44270

2025-09-29

Mes, „Vertimų karaliai“ UAB, įmonės kodas 304255745, patvirtiname, kad atliktas vertimas yra tikslus ir atitinka vertimui pateiktą originalą. Vertimą atliko mūsų vertėjas profesionalas, kuris dirba mūsų įmonėje pagal darbo sutartį Nr. 1 ir yra kompetetingas versti toliau nurodytą kalbų kombinaciją.

Vertimas iš: anglų k. į lietuvių k.  
Vertėjas: Evelina Venckutė  
Tel. numeris: +370 (630) 09 360  
Adresas: Geležinio Vilko g. 18A,  
Vilnius

Parašas



Autentiškumo patikrinimui



## **VIENKARTINIŲ STERILIZAVIMO VOKŲ-MAIŠELIŲ SU IŠORINIU BEI VIDINIU INDIKATORIAIS "MICROSTOP"**

### **NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

#### **1. BENDRA INFORMACIJA**

Vienkartiniai popieriniai sterilizacijos vokai "Microstop" yra skirti sterilizuoti garais ar karštu oru (toliau – vokai), gaminami pagal UVST EN ISO 11607-1:2019 standartą ir naudojami sterilizuojamiems kirpyklų, kosmetologijos ir manikiūro įrankiams pakuoti, siekiant užtikrinti jų sterilumą po sterilizavimo laikymo ir transportavimo metu, kol bus panaudoti pagal paskirtį.

Vokai atitinka Europos standarto EN ISO 11607-1:2017, IDT; ISO 11607-1:2006 reikalavimus sterilizavimo pakavimo medžiagoms. Vokai yra stačiakampio formos su dviem klijuotomis šoninėmis ir apatinėmis siūlėmis. Išsikišusioje pakuotės pusės dalyje yra lipnus sluoksnis, apsaugotas anti-lipniu popieriumi. Priekinėje pakuotės pusėje yra 1-osios klasės cheminis indikatorius, leidžiantis atskirti sterilizuotus maišus nuo tų, kurie nebuvo paveikti. Vidiniai IV-os klasės indikatoriais užtikrina, kad būtų laikomasi sterilizavimo parametrų ir būtų pasiektos sąlygos, pakankamos patikimam produktų sterilizavimui. Sterilizacijos metu vizualiai atskiriamas spalvos pokytis.

#### **2. PAKUOČIŲ PRITAIKYMAS**

2.1      Prieš naudojimą vokai tikrinami, tikrinant jų vientisumą ir galiojimo laiką pagal ženklينimą.  
**NELEIDŽIAMA NAUDOTI PAŽEISTŲ IR PASIBUGUSIO GALIOJIMO LAIKO PAKUOČIŲ!**

2.2      Voko dydis parenkamas atsižvelgiant į sterilizuojamo instrumento prietaiso matmenis. Siekiant išvengti plyšimo sterilizavimo proceso metu, vokai neturėtų būti užpildyti daugiau kaip 3/4 pakuotės tūrio ar ilgio.

2.3      Instrumentai į vokus dedami su darbinėmis dalimis į uždara pakuotės pusę.

Siekiant išvengti vokų pažeidimo įrankiais, galima naudoti šiuos metodus: pakuoti produktus nuosekliai į du maišus arba apvynioti tokių gaminių darbinės dalis švaria marle arba popierinėmis servetėlėmis.

2.4      Pakuotės kuri užpildyta instrumentais naudojimosi instrukcija:

Į pakuotę sudėkite atvirus instrumentus.

Užklijuokite pakuotes lipnia juosta.

Prikljuokite kontrolinį indikatorius (rodyklę) arba naudokite gamintojo pateiktą indikatorius.

Nedėkite instrumentų aštriomis dalimis žemyn.

Prieš naudojimą pasirašykite ant pakuotės ir įrašykite duomenis į sterilizacijos proceso kontrolės knygą.

2.5      Vokai su supakuotais instrumentais bei vidiniais indikatoriais dedami į sterilizavimo įrangą.

2.6      Į vokus supakuotų instrumentų sterilizavimas atliekamas sterilizatoriuose, leidžiamuose pagal nustatytą naudojimo EB tvarką, laikantis sterilizatorių naudojimo instrukcijų reikalavimų ir sterilizavimo kameros pakrovimo taisyklių. Paketus sterilizuokite 180 ° C - 60 minučių.

**PASTABA. STERILIZAVIMAS KARŠTAME ORE TURĖTŲ BŪTI ATLIEKAMAS NE AUKŠTESNĖJE KAIP 183 ° C TEMPERATŪROJE!**

2.7 Vokai su instrumentais, kurie lieka drėgni po sterilizavimo garuose, džiovinami iškart po sterilizavimo atviroje sterilizatoriaus kameroje, džiovinimo krosnyje arba oro sterilizatoriuje ne aukštesnėje kaip 80 ° C temperatūroje.

2.8 Sterilizuotų instrumentų tinkamumo laikas vokuose yra 50 dienų.

**DĖMESYS! PAKUOTĖS SKIRTOS VIENKARTINIAM NAUDOJIMUI !!!**

2.9 Draudžiama naudoti produktus iš pakuočių, jei:


- sterilizuotų instrumentų tinkamumo laikas yra pasibaigęs arba nėra informacijos apie sterilizavimo datą;
- pažeidžiamas pakuotės vientisumas;
- cheminis vidinis indikatorius nepakeitė savo spalvos;
- Pakuotė yra drėgna.

2.10 Nesant pažeidimų, pakuotė atidaroma žirkklėmis vožtuvo šone, laikantis aseptikos priemonių. Produktai yra išdėstyti ant sterilaus stalo arba nedelsiant naudojami pagal paskirtį.


2.11 Naudoti vokai turi būti šalinami kaip buitinės atliekos.




1



pr.2 pr.



3 pr.



4 pr.

Ant transportavimo pakuotės nurodomas pakuočių skaičius, partijos numeris, galiojimo laikas. Vokai turi būti laikomi gamintojo pakuotėje šildomoje patalpoje 5 °C-40 ° C temperatūroje ir ne didesnėje kaip 80% santykinėje drėgmėje, apsaugotoje nuo saulės spindulių. Apsaugokite vidinius indikatorius nuo drėgmės ir saulės spindulių.

Tinkamumo laikas 36 mėnesiai nuo pagaminimo datos, atsižvelgiant į produkto laikymo sąlygas.

## INSTRUKCIJA NAUDOJANT STERILIZACIJOS MAIŠELIUS

|                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Atidarykite sterilizacijos maišelį ir atsargiai įdėkite įrankius į vidų.</p>                           |  | <p>Užklijuokite sterilizacijos maišelį sandariai lipnia juosta.</p>    |
|  | <p>Sterilizacijos maišelis paruoštas naudoti!</p>                                                         |  | <p>Nedėkite įrankio į sterilizaciją maišelį aštriais galais žemyn.</p> |
|  | <p>Priklijuokite sterilizacijos kontrolės indikatorius į specialią vietą ant sterilizacijos maišelio.</p> |                                                                                   |                                                                        |

## STERILIZACIJOS REŽIMAI

|  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>180°C</p>                                                                        | <p>60 min</p>                                                                       | <p>Įrankių galiojimo laikas sandariame sterilizacijos maišelyje – 50 dienų.</p>       |
| <p>160 °C</p>                                                                       | <p>150 min</p>                                                                      |                                                                                       |

**Microstop™ medicininės pakavimo medžiagos medicinos prietaisams sterilizuoti ir laikyti**

| <b>Nr.</b> | <b>Medicinos produkto pavadinimas lietuvių kalba</b>         |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.         | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai 60 mm x 110 mm          |
| 2.         | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai 90 mm x 230 mm          |
| 3.         | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai 140 mm x 250 mm         |
| 4.         | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai 57 mm x 130 mm          |
| 5.         | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai 70 mm x 260 mm          |
| 6.         | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai 90 mm x 165 mm          |
| 7.         | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai 90 mm x 260 mm          |
| 8.         | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai 135 mm x 290 mm         |
| 9.         | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai 190 mm x 360 mm         |
| 10.        | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai 260 mm x 380 mm         |
| 11.        | Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 50 mm x 200 m  |
| 12.        | Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 75 mm x 200 m  |
| 13.        | Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 100 mm x 200 m |
| 14.        | Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 150 mm x 200 m |
| 15.        | Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 200 mm x 200 m |
| 16.        | Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 250 mm x 200 m |
| 17.        | Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 300 mm x 200 m |
| 18.        | Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 350 mm x 200 m |
| 19.        | Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 400 mm x 200 m |
| 20.        | Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 450 mm x 200 m |
| 21.        | Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 500 mm x 100 m |
| 22.        | Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 50 mm x 100 m  |
| 23.        | Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 75 mm x 100 m  |
| 24.        | Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 100 mm x 100 m |
| 25.        | Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 150 mm x 100 m |

|     |                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 26. | Microstop™ plokšti sterilizaciniai ritinėliai 200 mm x 100 m             |
| 27. | Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 75 mm x 100 m          |
| 28. | Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 100 mm x 100 m         |
| 29. | Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 150 mm x 100 m         |
| 30. | Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 200 mm x 100 m         |
| 31. | Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 250 mm x 100 m         |
| 32. | Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 300 mm x 100 m         |
| 33. | Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 350 mm x 100 m         |
| 34. | Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 400 mm x 100 m         |
| 35. | Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 75 mm x 25 mm x 100 m  |
| 36. | Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 100 mm x 50 mm x 100 m |
| 37. | Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 150 mm x 50 mm x 100 m |
| 38. | Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 200 mm x 55 mm x 100 m |
| 39. | Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 250 mm x 65 mm x 100 m |
| 40. | Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 300 mm x 80 mm x 100 m |
| 41. | Microstop™ sulankstyti sterilizaciniai ritinėliai 400 mm x 80 mm x 100 m |
| 42. | Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 50 mm x 200 mm           |
| 43. | Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 60 mm x 150 mm           |
| 44. | Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 90 mm x 180 mm           |
| 45. | Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 90 mm x 250 mm           |
| 46. | Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 90 mm x 300 mm           |
| 47. | Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 100 mm x 200 mm          |

Director of MICROSTOP LLC Bogdan Sagan

Stamp of MICROSTOP LLC and Director's signature

|     |                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 48. | Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 130 mm x 250 mm |
| 49. | Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 130 mm x 270 mm |
| 50. | Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 140 mm x 280 mm |
| 51. | Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 150 mm x 250 mm |
| 52. | Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 150 mm x 300 mm |
| 53. | Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 200 mm x 300 mm |

|     |                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54. | Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 200 mm x 350 mm                                       |
| 55. | Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 200 mm x 360 mm                                       |
| 56. | Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 200 mm x 390 mm                                       |
| 57. | Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 250 mm x 300 mm                                       |
| 58. | Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 250 mm x 360 mm                                       |
| 59. | Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 300 mm x 360 mm                                       |
| 60. | Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 300 mm x 390 mm                                       |
| 61. | Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 300 mm x 450 mm                                       |
| 62. | Microstop™ kombinuoti sterilizaciniai maišeliai 360 mm x 390 mm                                       |
| 63. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 50 mm x 200 mm  |
| 64. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 50 mm x 170 mm  |
| 65. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 75 mm x 150 mm  |
| 66. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 90 mm x 230 mm  |
| 67. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 100 mm x 200 mm |
| 68. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 100 mm x 250 mm |
| 69. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 100 mm x 320 mm |
| 70. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 115 mm x 200 mm |
| 71. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 115 mm x 245 mm |
| 72. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 150 mm x 200 mm |
| 73. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 150 mm x 250 mm |
| 74. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 150 mm x 280 mm |
| 75. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 150 mm x 300 mm |
| 76. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 200 mm x 280 mm |

|     |                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 200 mm x 300 mm |
| 78. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 200 mm x 330 mm |
| 79. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 230 mm x 280 mm |
| 80. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 250 mm x 320 mm |
| 81. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 270 mm x 350 mm |
| 82. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 300 mm x 390 mm |
| 83. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 300 mm x        |

|     |                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 450 mm                                                                                                |
| 84. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto drėgmei atsparaus popieriaus 350 mm x 500 mm |

MICROSTOP LLC direktorius Bogdan Sagan

MICROSTOP LLC antspaudas ir direktoriaus parašas

|     |                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 50 mm x 200 mm  |
| 86. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 50 mm x 170 mm  |
| 87. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 75 mm x 150 mm  |
| 88. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 90 mm x 230 mm  |
| 89. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 100 mm x 200 mm |
| 90. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 100 mm x 250 mm |
| 91. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 100 mm x 320 mm |
| 92. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 115 mm x 200 mm |
| 93. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 115 mm x 245 mm |
| 94. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus                            |

|      |                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | popieriaus 150 mm x 200 mm                                                                                    |
| 95.  | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 150 mm x 250 mm    |
| 96.  | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 150 mm x 280 mm    |
| 97.  | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 150 mm x 300 mm    |
| 98.  | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 150 mm x 300 mm    |
| 99.  | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 200 mm x 300 mm    |
| 100. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 200 mm x 330 mm    |
| 101. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 230 mm x 280 mm    |
| 102. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 250 mm x 320 mm    |
| 103. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 270 mm x 350 mm    |
| 104. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 300 mm x 390 mm    |
| 105. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 300 mm x 450 mm    |
| 106. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 300 mm x 450 mm    |
| 107. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rankdarbių drėgmei atsparaus popieriaus 400 mm x 500 mm    |
| 108. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės indikatoriumi 60 mm x 100 mm  |
| 109. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės indikatoriumi 100 mm x 200 mm |
| 110. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės indikatoriumi 75 mm x 150 mm  |
| 111. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės indikatoriumi 50 mm x 200 mm  |
| 112. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės indikatoriumi 100 mm x 250 mm |

|      |                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės indikatoriumi |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | 150 mm x 200 mm |
|--|-----------------|

MICROSTOP LLC direktorius Bogdan Sagan

MICROSTOP LLC antspaudas ir direktoriaus parašas

|      |                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114. | Microstop™ sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės indikatoriumi 150 mm x 250 mm                        |
| 115. | Microstop™ Eco sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rudo popieriaus su 4 klasės indikatoriumi 60 mm x 100 mm                      |
| 116. | Microstop™ Eco sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rudo popieriaus su 4 klasės indikatoriumi 100 mm x 200 mm                     |
| 117. | Microstop™ Eco sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rudo popieriaus su 4 klasės indikatoriumi 75 mm x 150 mm                      |
| 118. | Microstop™ Eco sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rudo popieriaus su 4 klasės indikatoriumi 50 mm x 200 mm                      |
| 119. | Microstop™ Eco sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rudo popieriaus su 4 klasės indikatoriumi 100 mm x 250 mm                     |
| 120. | Microstop™ Eco sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rudo popieriaus su 4 klasės indikatoriumi 150 mm x 200 mm                     |
| 121. | Microstop™ Eco sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš rudo popieriaus su 4 klasės indikatoriumi 150 mm x 250 mm                     |
| 122. | Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 60 mm x 100 mm     |
| 123. | Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 100 mm x 200 mm    |
| 124. | Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 75 mm x 150 mm     |
| 125. | Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 50 mm x 200 mm     |
| 126. | Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 100 mm x 250 mm    |
| 127. | Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 150 mm x 200 mm    |
| 128. | Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 150 mm x 250 mm    |
| 129. | Microstop™ PRO sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės lipnumo indikatoriumi 100/200 mm 60 mm x 100 mm  |
| 130. | Microstop™ PRO sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės lipnumo indikatoriumi 100/200 mm 100 mm x 200 mm |
| 131. | Microstop™ PRO sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės lipnumo indikatoriumi 100/200 mm 75 mm x 150 mm  |

|      |                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 132. | Microstop™ PRO sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės lipnumo indikatoriumi 100/200 mm 50 mm x 200 mm       |
| 133. | Microstop™ PRO sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės lipnumo indikatoriumi 100/200 mm 100 mm x 250 mm      |
| 134. | Microstop™ PRO sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės lipnumo indikatoriumi 100/200 mm 150 mm x 200 mm      |
| 135. | Microstop™ PRO sterilizaciniai maišeliai, pagaminti iš balto popieriaus su 4 klasės lipnumo indikatoriumi 100/200 mm 150 mm x 250 mm      |
| 136. | Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės lipnumo indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 60 mm x 100 mm  |
| 137. | Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės lipnumo indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 100 mm x 200 mm |
| 138. | Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės lipnumo indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 75 mm x 150 mm  |
| 139. | Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės lipnumo indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 50 mm x 200 mm  |

MICROSTOP LLC direktorius Bogdan Sagan

MICROSTOP LLC antspaudas ir direktoriaus parašas

|      |                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140. | Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės lipnumo indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 100 mm x 250 mm   |
| 141. | Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės lipnumo indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 150 mm x 200 mm   |
| 142. | Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su 4 klasės lipnumo indikatoriumi (PET plėvelė / popierius) 150 mm x 250 mm   |
| 143. | Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su dvigubais 4 klasės indikatoriais (PET plėvelė / popierius) 60 mm x 100 mm  |
| 144. | Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su dvigubais 4 klasės indikatoriais (PET plėvelė / popierius) 100 mm x 200 mm |
| 145. | Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su dvigubais 4 klasės indikatoriais (PET plėvelė / popierius) 75 mm x 150 mm  |
| 146. | Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su dvigubais 4 klasės indikatoriais (PET plėvelė / popierius) 50 mm x 200 mm  |
| 147. | Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su dvigubais 4 klasės indikatoriais (PET plėvelė / popierius) 100 mm x 250 mm |
| 148. | Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su dvigubais 4 klasės indikatoriais (PET plėvelė / popierius) 150 mm x 200 mm |
| 149. | Microstop™ PRO kombinuoti sterilizaciniai maišeliai, skaidrūs su dvigubais 4 klasės indikatoriais (PET plėvelė / popierius) 150 mm x 250 mm |

**Nacionalinių, Europos ir tarptautinių norminių teisės aktų ir standartų sąrašas**

| <b>Nr.</b> | <b>Standartas</b>                                  | <b>Pavadinimas</b>                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | DSTU EN 60601-1:2018                               | Medicininė elektros įranga. 1 dalis. Bendrieji pagrindinės saugos ir esminių eksploatacinių savybių reikalavimai. (EN 60601-1:2006, IDT)                                                                                       |
| 2.         | DSTU EN 60601-1-2:2017                             | Medicininė elektros įranga. 1-2 dalys. Bendrieji pagrindinės saugos ir esminių eksploatacinių savybių reikalavimai. Papildomas standartas. Elektromagnetinis suderinamumas. Reikalavimai ir bandymai. (EN 60601-1-2:2015, IDT) |
| 3.         | DSTU EN 980:2007<br>EN (980:2003) IDT              | Grafiniai simboliai, naudojami ženklinant medicinos priemones                                                                                                                                                                  |
| 4.         | DSTU EN ISO 13485:2018<br>(EN ISO 13485:2016)      | Medicinos priemonės - Kokybės vadybos sistemos - Reglamentavimo reikalavimai                                                                                                                                                   |
| 5.         | DSTU EN ISO 14971:2015<br>(EN ISO 14971:2012, IDT) | Medicinos priemonės - Rizikos valdymo priemonių taikymas                                                                                                                                                                       |
| 6.         | DSTU 15223-1:215<br>(ISO 15223-1:2012, IDT)        | Simboliai, naudojami medicinos priemonių etiketėse, ženklinime ir pateiktinoje informacijoje _ 1 dalis: Bendrieji reikalavimai                                                                                                 |
| 7.         | DSTU EN 62366:2015<br>(EN 62366:2008, IDT)         | Medicinos priemonės. Naudojamumo inžinerijos taikymas medicinos priemonėms                                                                                                                                                     |